



Preisliste


Nahtmaterial 2010

gültig ab 01.03.2010



COVIDIEN

positive results for life™






























| | |
|-----------------------|---|
| Material | GLYCOMER™ 631 |
| Struktur | monofil |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Verfügbare Größen USP | 2 bis 7-0 |
| Reißfestigkeit | 3 Wochen |
| Resorptionsprofil | 90 bis 110 Tage |
| Eigenschaften | Exzellente Handhabung und leicht zu knoten |
| | Knotensicherheit eines geflochtenen Fadens |
| | Sanfter Gewebedurchzug |

BIOSYN™

Nadel-Faden-Kombinationen







Glykomer™ 631, mittelfristig resorbierbar, unbeschichtet, monofil

| 1/2 Kreis Rundkörper | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|--|-----------|-----|--------|--|---------|---------------|--------|
| 1/2 KREIS 17 mm  | UM201 | 6/0 | 0,7 |  70 | violett | 36 | 185,90 |
| | UM202 | 5/0 | 1 |  70 | violett | 36 | 185,90 |
| | UM203 | 4/0 | 1,5 |  70 | violett | 36 | 185,90 |
| | UM204 | 3/0 | 2 |  70 | violett | 36 | 185,90 |
| 1/2 KREIS 22 mm  | GM181 | 4/0 | 1,5 |  75 | violett | 36 | 205,40 |
| | GM324 | 3/0 | 2 |  75 | violett | 36 | 205,40 |
| | GM183 | 2/0 | 3 |  75 | violett | 36 | 205,40 |
| 1/2 KREIS 26 mm  | GM321 | 4/0 | 1,5 |  70 | ungef. | 36 | 205,40 |
| | GM322 | 3/0 | 2 |  70 | ungef. | 36 | 205,40 |
| | GM323 | 2/0 | 3 |  70 | ungef. | 36 | 205,40 |
| | GM121 | 4/0 | 1,5 |  70 | violett | 36 | 205,40 |
| | GM122 | 3/0 | 2 |  70 | violett | 36 | 205,40 |
| | GM123 | 2/0 | 3 |  70 | violett | 36 | 205,40 |
| | VLOCM0603 | 4/0 | 1,5 |  15 | violett | 12 | 486,80 |
| | VLOCM0604 | 3/0 | 2 |  15 | violett | 12 | 486,80 |
| | VLOCM0613 | 4/0 | 1,5 |  30 | violett | 12 | 486,80 |
| | VLOCM0614 | 3/0 | 2 |  30 | violett | 12 | 486,80 |
| | VLOCM0623 | 4/0 | 1,5 |  45 | violett | 12 | 486,80 |
| | VLOCM0624 | 3/0 | 2 |  45 | violett | 12 | 486,80 |
| 1/2 KREIS 27 mm  | CM883 | 2/0 | 3 | 70 | violett | 36 | 224,50 |
| | CM884 | 0 | 3,5 | 70 | violett | 36 | 224,50 |
| | CM832 | 1 | 4 | 75 | violett | 36 | 224,50 |
| 1/2 KREIS 30 mm  | GM222 | 3/0 | 2 | 75 | violett | 36 | 205,40 |
| | GM223 | 2/0 | 3 | 75 | violett | 36 | 205,40 |
| | GM326 | 2/0 | 3 | 90 | violett | 36 | 205,40 |
| | GM327 | 0 | 3,5 | 90 | violett | 36 | 205,40 |
| 1/2 KREIS 37 mm  | GM226 | 3/0 | 2 | 75 | ungef. | 36 | 205,40 |
| | GM227 | 2/0 | 3 | 75 | ungef. | 36 | 205,40 |
| 1/2 KREIS 37 mm  | CMT811 | 2/0 | 3 | 75 | violett | 36 | 242,50 |
| | CMT812 | 0 | 3,5 | 75 | violett | 36 | 242,50 |
| | CMT845 | 1 | 4 | 90 | ungef. | 36 | 249,40 |
| 1/2 KREIS 37 mm  | CM922 | 3/0 | 2 | 90 | violett | 36 | 242,50 |
| | CM923 | 2/0 | 3 | 90 | violett | 36 | 242,50 |
| | CM924 | 0 | 3,5 | 90 | violett | 36 | 242,50 |
| | CM925 | 1 | 4 | 90 | violett | 36 | 242,50 |

BIOSYN™

Nadel-Faden-Kombinationen


Glykomer™ 631, mittelfristig resorbierbar, unbeschichtet, monofil


| 1/2 Kreis Rundkörper | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|---|-----------|-----|-------------|-----------------|---------|---------------|--------|
| 1/2 KREIS 48 mm  | CM903 | 2/0 | 3 | 90 | violett | 36 | 242,50 |
| | CM904 | 0 | 3,5 | 90 | violett | 36 | 242,50 |
| | CM905 | 1 | 4 | 90 | violett | 36 | 242,50 |
| 1/2 KREIS mit Schlinge 48 mm  | CM976L | 1 | 4 | 150 | violett | 12 | 139,40 |
| 1/2 KREIS mit Schlinge 65 mm  | CM979L | 0 | 3,5 | 150 | ungef. | 12 | 139,40 |
| | CM980L | 1 | 4 | 240 | ungef. | 12 | 159,80 |
| 3/8 Kreis Präzisionsspitze schneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
| 3/8 KREIS 11 mm  | SM3625 | 6/0 | 0,7 | S 45 | ungef. | 12 | 117,30 |
| | SM3626 | 5/0 | 1 | S 45 | ungef. | 12 | 117,30 |
| | VLOCM1302 | 5/0 | 1 | S 15 | violett | 12 | 486,80 |
| 3/8 KREIS 13 mm  | SM5688 | 6/0 | 0,7 | S 45 | ungef. | 12 | 114,40 |
| | SM5687 | 5/0 | 1 | S 45 | ungef. | 12 | 114,40 |
| | SM5690 | 4/0 | 1,5 | S 45 | ungef. | 12 | 114,40 |
| 3/8 KREIS 19 mm  | SM5624 | 5/0 | 1 | 45 | ungef. | 12 | 117,30 |
| | SM5627 | 4/0 | 1,5 | 45 | ungef. | 12 | 114,40 |
| | SM5628 | 3/0 | 2 | 45 | ungef. | 12 | 114,40 |
| | VLOCM0003 | 4/0 | 1,5 | S 15 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCM0005 | 2/0 | 3 | S 15 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCM0015 | 2/0 | 3 | S 30 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCM0025 | 2/0 | 3 | S 45 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCM0035 | 2/0 | 3 | S 60 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCM0004 | 3/0 | 2 | S 15 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCM0014 | 3/0 | 2 | S 30 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCM0024 | 3/0 | 2 | S 45 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCM0033 | 3/0 | 2 | S 60 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCM0013 | 4/0 | 1,5 | S 30 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCM0023 | 4/0 | 1,5 | S 45 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCM0012 | 5/0 | 1 | S 30 | ungef. | 12 | 486,80 |
| VLOCM0022 | 5/0 | 1 | S 45 | ungef. | 12 | 486,80 | |


BIOSYN™


Nadel-Faden-Kombinationen


Beschreibung


| 3/8 Kreis Präzisionsspitze schneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|--|-----------|-----|--------|-----------------|--------|---------------|--------|
| 3/8 KREIS 24 mm  | SM5679 | 3/0 | 2 | 70 | ungef. | 12 | 114,40 |
| | VLOCM0115 | 2/0 | 3 | 30 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCM0125 | 2/0 | 3 | 45 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCM0135 | 2/0 | 3 | 60 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCM0114 | 3/0 | 2 | 30 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCM0124 | 3/0 | 2 | 45 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCM0134 | 3/0 | 2 | 60 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCM0113 | 4/0 | 1,5 | 30 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCM0123 | 4/0 | 1,5 | 45 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCM0133 | 4/0 | 1,5 | 60 | ungef. | 12 | 486,80 |


| 3/8 Kreis schneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|--|--------|-----|--------|-----------------|---------|---------------|--------|
| 3/8 KREIS 19 mm  | SM690 | 5/0 | 1 | 75 | ungef. | 36 | 185,90 |
| | SM691 | 4/0 | 1,5 | 70 | ungef. | 36 | 185,90 |
| | SM691G | 4/0 | 1,5 | 75 | ungef. | 12 | 64,00 |
| | SM791 | 4/0 | 1,5 | 75 | violett | 36 | 185,90 |
| | SM822 | 3/0 | 2 | 70 | ungef. | 36 | 150,27 |
| | SM822G | 3/0 | 2 | 75 | ungef. | 12 | 64,00 |


| | | | | | | | |
|--|--------|-----|---|----|--------|----|--------|
| 3/8 KREIS 24 mm  | SM693 | 3/0 | 2 | 70 | ungef. | 36 | 185,90 |
| | SM693G | 3/0 | 2 | 75 | ungef. | 12 | 64,00 |
| | SM823 | 2/0 | 3 | 70 | ungef. | 36 | 185,90 |
| | SM823G | 2/0 | 2 | 75 | ungef. | 12 | 64,00 |

| 3/8 Kreis Rundkörper | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|--|-------|-----|--------|-----------------|--------|---------------|--------|
| 3/8 KREIS 13 mm  | XM834 | 5/0 | 1 | 45 | ungef. | 12 | 169,50 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|----|--------|----|--------|
| 3/8 KREIS 16 mm  | XM845 | 4/0 | 1,5 | 45 | ungef. | 12 | 169,50 |
|--|-------|-----|-----|----|--------|----|--------|

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|----|--------|----|--------|
| 3/8 KREIS 19 mm  | XM822 | 5/0 | 1 | 45 | ungef. | 12 | 169,50 |
| | XM823 | 4/0 | 1,5 | 45 | ungef. | 12 | 169,50 |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|-----|----|--------|----|--------|
| 3/8 KREIS 17 mm  | VLOCM1203 | 4/0 | 1,5 | 15 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCM1204 | 3/0 | 2 | 15 | ungef. | 12 | 486,80 |
























| | |
|-----------------------|---|
| Material | POLYGLYTON™ 6211 |
| Struktur | monofil |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Verfügbare Größen USP | 1 bis 6-0 |
| Reißfestigkeit | 10 Tage |
| Resorptionsprofil | 56 Tage |
| Eigenschaften | <p>Schnellstes Resorptionsprofil eines monofilen, resorbierbaren Fadens</p> <p>Verbesserter Knotenlauf auch bei mehrmaligem Knoten</p> <p>Exzellente Handhabung und leicht zu knoten</p> <p>Verbesserte Nadeln</p> <p>NUOCAT™ – Patentierte, länger anhaltende Beschichtung, leichtere und sanftere Penetration des Gewebes</p> |

CAPROSYN™

Nadel-Faden-Kombinationen


Polyglytone, kurzfristig resorbierbar, unbeschichtet, monofil


| 3/8 Kreis schneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|---|---------|-----|--------|--|--------|---------------|--------|
| 3/8 KREIS 12 mm  | C3810 | 6/0 | 0,7 | 45 | ungef. | 12 | 145,00 |
| | SC691 | 4/0 | 1,5 | 75 | ungef. | 36 | 224,50 |
| 3/8 KREIS 19 mm  | SC3634 | 5/0 | 1 | 45 | ungef. | 36 | 224,50 |
| | SC690G | 4/0 | 1,5 | 45 | ungef. | 12 | 77,00 |
| | SC694G | 3/0 | 2 | 45 | ungef. | 12 | 77,00 |
| | SC692 | 3/0 | 2 | 75 | ungef. | 36 | 224,50 |
| | SC693 | 2/0 | 3 | 75 | ungef. | 36 | 224,50 |
| 3/8 KREIS 24 mm  | SC693G | 3/0 | 2 | 75 | ungef. | 12 | 77,00 |
| 3/8 KREIS 26 mm  | SC587 | 3/0 | 2 | 75 | ungef. | 36 | 224,50 |
| | SC586 | 2/0 | 3 | 75 | ungef. | 36 | 224,50 |
| 3/8 KREIS 30 mm  | SC585 | 0 | 3,5 | 75 | ungef. | 36 | 224,50 |
| 3/8 Kreis Präzisionsspitze schneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
| 3/8 KREIS 11 mm  | SC3625G | 6/0 | 0,7 |  45 | ungef. | 12 | 134,50 |
| | SC3626G | 5/0 | 1 |  45 | ungef. | 12 | 134,50 |
| 3/8 KREIS 19 mm  | SC5616G | 5/0 | 1 |  45 | ungef. | 12 | 134,50 |
| | SC5617G | 4/0 | 1,5 |  45 | ungef. | 12 | 134,50 |
| | SC5618G | 3/0 | 2 |  45 | ungef. | 12 | 134,50 |
| | SC3639G | 2/0 | 3 |  75 | ungef. | 12 | 134,50 |
| 3/8 KREIS 13 mm  | SC5688G | 6/0 | 0,7 |  45 | ungef. | 12 | 134,50 |
| | SC5689G | 5/0 | 1 |  45 | ungef. | 12 | 134,50 |
| | SC5690G | 4/0 | 1,5 |  45 | ungef. | 12 | 134,50 |
| 3/8 KREIS 16 mm  | SC5686G | 4/0 | 1,5 | 45 | ungef. | 12 | 134,50 |
| 3/8 KREIS 24 mm  | SC5640 | 3/0 | 2 |  45 | ungef. | 36 | 398,00 |
| | SC5679 | 4/0 | 1,5 |  45 | ungef. | 36 | 398,00 |


CAPROSYN™


Nadel-Faden-Kombinationen


Polyglytone, kurzfristig resorbierbar, unbeschichtet, monofil


| 1/2 Kreis Rundkörper | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|---|-------|-----|--------|-----------------|---------|---------------|--------|
| 1/2 KREIS 17 mm  CV-23 | UC201 | 6/0 | 1 | S 75 | ungef. | 36 | 252,00 |
| | UC202 | 5/0 | 1,5 | S 75 | ungef. | 36 | 252,00 |
| | UC215 | 5/0 | 1 | S 75 | violett | 36 | 252,00 |
| | UC203 | 4/0 | 1,5 | S 75 | ungef. | 36 | 252,00 |
| | UC214 | 4/0 | 1,5 | S 75 | violett | 36 | 252,00 |
| | UC204 | 3/0 | 2 | S 75 | ungef. | 36 | 252,00 |
| | UC213 | 3/0 | 2 | S 75 | violett | 36 | 252,00 |


| | | | | | | | |
|---|-------|-----|-----|-------------|--------|----|--------|
| 1/2 KREIS 22 mm  CV-25 | UC403 | 4/0 | 1,5 | S 75 | ungef. | 36 | 252,00 |
| | UC404 | 3/0 | 2 | S 75 | ungef. | 36 | 252,00 |


| | | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|-------------|---------|----|--------|
| 1/2 KREIS 26 mm  V-20 | GC321 | 4/0 | 1,5 | S 75 | violett | 36 | 252,00 |
| | GC322 | 3/0 | 2 | S 75 | violett | 36 | 252,00 |
| | GC323 | 2/0 | 3 | S 75 | violett | 36 | 252,00 |

| 3/8 Kreis Präzisionsspitze innen schneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|--|-------|-----|--------|-----------------|--------|---------------|--------|
| 3/8 KREIS 11 mm  DX-11 DermaX™ | XC490 | 5/0 | 1 | 45 | ungef. | 12 | 169,50 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|----|--------|----|--------|
| 3/8 KREIS 13 mm  DX-13 DermaX™ | XC834 | 5/0 | 1 | 45 | ungef. | 12 | 169,50 |
| | XC835 | 4/0 | 1,5 | 45 | ungef. | 12 | 169,50 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|----|--------|----|--------|
| 3/8 KREIS 16 mm  DX-16 DermaX™ | XC844 | 5/0 | 1 | 45 | ungef. | 12 | 169,50 |
| | XC845 | 4/0 | 1,5 | 45 | ungef. | 12 | 169,50 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|----|--------|----|--------|
| 3/8 KREIS 19 mm  DX-19 DermaX™ | XC822 | 5/0 | 1 | 45 | ungef. | 12 | 169,50 |
| | XC823 | 4/0 | 1,5 | 45 | ungef. | 12 | 169,50 |

| 1/2 Kreis Präzisionsspitze innen schneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|---|-------|-----|--------|-----------------|--------|---------------|--------|
| 1/2 KREIS 16 mm  DXH-16 DermaX™ | XC814 | 4/0 | 1,5 | 45 | ungef. | 12 | 169,50 |











| | |
|-----------------------|--|
| Material | Polyglyconat |
| Struktur | monofil |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Verfügbare Größen USP | 1 bis 7-0 |
| Reißfestigkeit | 6 Wochen |
| Resorptionsprofil | 180 Tage |
| Eigenschaften | Ausgezeichnete Reißfestigkeit während der kritischen Wundheilungsphase |
| | Sehr gute Knotensicherheit |
| | Geringer Memory-Effekt |

MAXON™

Nadel-Faden-Kombinationen


Polyglykonat, längerfristig resorbierbar, unbeschichtet, monofil


| 1/2 Kreis Rundkörper | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|--|------------|-----|--------|-----------------|--------|---------------|--------|
| 1/2 KREIS 17 mm  CV-23 | 8886620721 | 5/0 | 1 | S 75 | grün | 36 | 224,50 |
| | 8886620731 | 4/0 | 1,5 | S 75 | grün | 36 | 224,50 |
| | 8886620741 | 3/0 | 2 | S 75 | grün | 36 | 224,50 |
| | VLOCL0803 | 4/0 | 1,5 | S 15 | grün | 12 | 486,80 |
| | VLOCL0813 | 4/0 | 1,5 | S 30 | grün | 12 | 486,80 |
| | VLOCL0804 | 3/0 | 2 | S 15 | grün | 12 | 486,80 |
| 1/2 KREIS 20 mm  CV-24 | 8886621731 | 4/0 | 1,5 | 75 | grün | 36 | 224,50 |
| | 8886621741 | 3/0 | 2 | 75 | grün | 36 | 224,50 |
| 1/2 KREIS 26 mm  V-20 | 8886623341 | 3/0 | 2 | 75 | grün | 36 | 224,50 |
| | 8886623351 | 2/0 | 3 | S 75 | grün | 36 | 224,50 |
| | VLOCL0603 | 4/0 | 1,5 | S 15 | grün | 12 | 486,80 |
| | VLOCL0613 | 4/0 | 1,5 | S 30 | grün | 12 | 486,80 |
| | VLOCL0614 | 3/0 | 2 | S 30 | grün | 12 | 486,80 |
| | VLOCL0814 | 3/0 | 2 | S 60 | grün | 12 | 486,80 |
| | VLOCL0604 | 3/0 | 2 | S 15 | grün | 12 | 486,80 |
| | VLOCL0624 | 3/0 | 2 | S 45 | grün | 12 | 486,80 |
| 1/2 KREIS 27 mm  GS-22 | 8886624551 | 2/0 | 3 | 75 | grün | 36 | 252,50 |
| | 8886624561 | 0 | 3,5 | 75 | grün | 36 | 252,50 |
| | 8886624571 | 1 | 4 | 75 | grün | 36 | 252,50 |
| 1/2 KREIS 37 mm  GS-21 | 8886626761 | 0 | 3,5 | 75 | grün | 36 | 252,50 |
| | 8886626771 | 1 | 4 | 75 | grün | 36 | 252,50 |
| | VLOCL0315 | 2/0 | 3 | S 30 | grün | 12 | 486,80 |
| | VLOCL0325 | 2/0 | 3 | S 45 | grün | 12 | 486,80 |
| 1/2 KREIS 40 mm  GS-24 | 8886628551 | 2/0 | 3 | 75 | grün | 36 | 252,50 |
| | 8886628561 | 0 | 3,5 | 75 | grün | 36 | 252,50 |
| | 8886628571 | 1 | 4 | 75 | grün | 36 | 252,50 |
| | 8886628751 | 2/0 | 3 | 90 | grün | 36 | 252,50 |
| | 8886628761 | 0 | 3,5 | 90 | grün | 36 | 252,50 |
| | 8886628771 | 1 | 4 | 90 | grün | 36 | 252,50 |
| 1/2 KREIS 48 mm  KV-40 | 8886629561 | 0 | 3,5 | 90 | grün | 36 | 275,90 |
| | 8886629571 | 1 | 4 | 90 | grün | 36 | 275,90 |
| GERADE 19 mm  2 x ST-4 | 8886643531 | 4/0 | 1,5 | 45 | ungef. | 36 | 345,00 |


MAXON™


Nadel-Faden-Kombinationen
















Polyglykonat, längerfristig resorbierbar, unbeschichtet, monofil



| 1/2 Kreis schneidende Rundkörper | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|--|------------|-----|--------|-----------------|-------|---------------|--------|
| 1/2 KREIS 37 mm  | 8886627761 | 0 | 3,5 | 90 | grün | 36 | 275,90 |

| | | | | | | | |
|--|------------|---|-----|-----|------|----|--------|
| 1/2 KREIS mit Schlinge 48 mm  | 8886627863 | 0 | 3,5 | 150 | grün | 12 | 185,80 |
| | 8886628063 | 0 | 3,5 | 150 | grün | 12 | 185,80 |
| | 8886628073 | 1 | 4 | 150 | grün | 12 | 185,80 |

| 3/8 Kreis schneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|--|------------|-----|--------|-----------------|--------|---------------|--------|
| 3/8 KREIS 19 mm  | 8886660821 | 5/0 | 1 | 45 | ungef. | 36 | 245,30 |
| | 8886660831 | 4/0 | 1,5 | 45 | ungef. | 36 | 245,30 |
| | 8886660841 | 3/0 | 2 | 45 | ungef. | 36 | 245,30 |

| | | | | | | | |
|--|------------|-----|-----|----|--------|----|--------|
| 3/8 KREIS 24 mm  | 8886661831 | 4/0 | 1,5 | 75 | ungef. | 36 | 245,30 |
| | 8886661841 | 3/0 | 2 | 75 | ungef. | 36 | 245,30 |
| | 8886661851 | 2/0 | 3 | 75 | ungef. | 36 | 245,30 |
















| 3/8 Kreis Präzisionsspitze schneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|--|-----------|-----|--------|--|--------|---------------|--------|
| 3/8 KREIS 19 mm  | SMM5043 | 4/0 | 1,5 |  45 | ungef. | 36 | 372,20 |
| | SMM5044 | 3/0 | 2 |  45 | ungef. | 36 | 372,20 |
| | VLOCL0003 | 4/0 | 1,5 |  15 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCL0013 | 4/0 | 1,5 |  30 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCL0023 | 4/0 | 1,5 |  45 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCL0033 | 4/0 | 1,5 |  60 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCL0004 | 3/0 | 2 |  15 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCL0005 | 2/0 | 3 |  15 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCL0014 | 3/0 | 2 |  30 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCL0015 | 2/0 | 3 |  30 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCL0024 | 3/0 | 2 |  45 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCL0025 | 2/0 | 3 |  45 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCL0034 | 3/0 | 2 |  60 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCL0035 | 2/0 | 3 |  60 | ungef. | 12 | 486,80 |





| | | | | | | | |
|--|---------|-----|---|--|--------|----|--------|
| 3/8 KREIS 16 mm  | SMM5221 | 5/0 | 1 |  45 | ungef. | 36 | 372,20 |
|--|---------|-----|---|--|--------|----|--------|

MAXON™


Nadel-Faden-Kombinationen

Polyglykonat, längerfristig resorbierbar, unbeschichtet, monofil

| 3/8 Kreis Präzisionsspitze schneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|---|-----------|-----|--------|--|--------|---------------|--------|
| 3/8 KREIS 24 mm  P-14 | SMM5231 | 4/0 | 1,5 |  45 | ungef. | 36 | 372,20 |
| | SMM5241 | 3/0 | 2 |  45 | ungef. | 36 | 372,20 |
| | VLOCL0113 | 4/0 | 1,5 |  30 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCL0123 | 4/0 | 1,5 |  45 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCL0133 | 4/0 | 1,5 |  60 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCL0114 | 3/0 | 2 |  30 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCL0115 | 2/0 | 3 |  30 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCL0116 | 0 | 3,5 |  30 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCL0124 | 3/0 | 2 |  45 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCL0125 | 2/0 | 3 |  45 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCL0126 | 0 | 3,5 |  45 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCL0134 | 3/0 | 2 |  60 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCL0135 | 2/0 | 3 |  60 | ungef. | 12 | 486,80 |
| | VLOCL0136 | 0 | 3,5 |  60 | ungef. | 12 | 486,80 |

| | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----|---|--------|----|--------|
| 3/8 KREIS 13 mm  P-13 | SMM5516 | 6/0 | 0,7 |  45 | ungef. | 36 | 372,20 |
| | SMM5526 | 5/0 | 1 |  45 | ungef. | 36 | 372,20 |
| | SMM5536 | 4/0 | 1,5 |  45 | ungef. | 36 | 372,20 |

POLYSORB™




| | |
|-----------------------|--|
| Material | LACTOMER™ 9-1 |
| Struktur | geflochten/beschichtet |
| Beschichtung | Caprolactoneglycolid und Kalzium Stearoyl Lactylat |
| Verfügbare Größen USP | 2 bis 8-0 |
| Reißfestigkeit | 3 Wochen |
| Resorptionsprofil | 56 bis 70 Tage |
| Eigenschaften | Ausgezeichnete Reißfestigkeit während der kritischen Wundheilungsphase |
| | Exzellenter Knotenlauf |
| | Sanfter Gewebedurchzug |


POLYSORB™


Nadel-Faden-Kombinationen

Lactomer* 9-1, mittelfristig resorbierbar, beschichtet, geflochten

| PRE CUT (Kurzfäden) | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|---------------------|------|-----|--------|-----------------|---------|---------------|--------|
| | L71 | 4/0 | 1,5 | 3x45 | violett | 36 | 155,00 |
| | L72 | 3/0 | 2 | 3x45 | violett | 36 | 155,00 |
| | L73 | 2/0 | 3 | 3x45 | violett | 36 | 155,00 |
| | L74 | 0 | 3,5 | 3x45 | violett | 36 | 155,00 |
| | L75 | 1 | 4 | 3x45 | violett | 36 | 155,00 |
| | L76 | 2 | 5 | 3x45 | violett | 36 | 165,00 |
| | L20 | 4/0 | 1,5 | 6x45 | violett | 24 | 204,50 |
| | L22 | 3/0 | 2 | 6x45 | violett | 24 | 204,50 |
| | L23 | 2/0 | 3 | 6x45 | violett | 24 | 204,50 |
| | L14 | 0 | 3,5 | 6x45 | violett | 24 | 204,50 |
| | L15 | 1 | 4 | 6x45 | violett | 24 | 204,50 |
| | L24 | 0 | 3,5 | 12x45 | ungef. | 24 | 335,00 |
| | L25 | 1 | 4 | 12x45 | ungef. | 24 | 335,00 |
| | L26 | 2 | 5 | 12x45 | ungef. | 24 | 345,00 |
| | L12 | 3/0 | 2 | 12x45 | violett | 24 | 335,00 |
| | L13 | 2/0 | 3 | 12x45 | violett | 24 | 335,00 |
| | L27 | 0 | 3,5 | 12x45 | violett | 24 | 335,00 |
| | L35 | 1 | 4 | 12x45 | violett | 24 | 335,00 |
| | L28 | 2 | 5 | 12x45 | violett | 24 | 345,00 |
| | L402 | 3/0 | 2 | 3x75 | violett | 24 | 134,50 |
| | L403 | 2/0 | 3 | 3x75 | violett | 24 | 136,50 |
| | L404 | 0 | 3,5 | 3x75 | violett | 24 | 175,00 |
| | L405 | 1 | 4 | 3x75 | violett | 24 | 175,00 |
| | L406 | 2 | 5 | 3x75 | violett | 24 | 182,00 |

| 3/8 Kreis schneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|--|-------|-----|--------|-----------------|--------|---------------|--------|
| 3/8 KREIS 12 mm  | SL171 | 6/0 | 0,7 | 45 | ungef. | 36 | 202,50 |
| | SL172 | 5/0 | 1 | 45 | ungef. | 36 | 202,50 |
| | SL173 | 4/0 | 1,5 | 45 | ungef. | 36 | 202,50 |










| | | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|----|---------|----|--------|
| 3/8 KREIS 16 mm  | SL606 | 5/0 | 1 | 75 | ungef. | 36 | 183,40 |
| | SL605 | 4/0 | 1,5 | 75 | ungef. | 36 | 183,40 |
| | SL604 | 3/0 | 2 | 75 | ungef. | 36 | 183,40 |
| | SL630 | 5/0 | 1 | 75 | violett | 36 | 183,40 |
| | SL607 | 4/0 | 1,5 | 75 | violett | 36 | 183,40 |
| | SL608 | 3/0 | 2 | 75 | violett | 36 | 183,40 |

| | | | | | | | |
|--|--------|-----|-----|----|---------|----|--------|
| 3/8 KREIS 19 mm  | SL639 | 5/0 | 1 | 45 | ungef. | 36 | 183,40 |
| | SL638 | 4/0 | 1,5 | 45 | ungef. | 36 | 183,40 |
| | SL637 | 3/0 | 2 | 45 | ungef. | 36 | 183,40 |
| | SL690 | 5/0 | 1 | 75 | ungef. | 36 | 183,40 |
| | SL691 | 4/0 | 1,5 | 75 | ungef. | 36 | 183,40 |
| | SL822 | 3/0 | 2 | 75 | ungef. | 36 | 183,40 |
| | SL822G | 3/0 | 2 | 75 | ungef. | 12 | 183,40 |
| | SL634 | 5/0 | 1 | 75 | violett | 36 | 183,40 |
| | SL635 | 4/0 | 1,5 | 75 | violett | 36 | 183,40 |
| | SL636 | 3/0 | 2 | 75 | violett | 36 | 183,40 |

POLYSORB™

Nadel-Faden-Kombinationen


Lactomer* 9-1, mittelfristig resorbierbar, beschichtet, geflochten


| 3/8 Kreis schneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|--|-------|-----|--------|-----------------|---------|---------------|--------|
| 3/8 KREIS 24 mm  | SL692 | 4/0 | 1,5 | 75 | ungef. | 36 | 183,40 |
| | SL693 | 3/0 | 2 | 75 | ungef. | 36 | 183,40 |
| | SL823 | 2/0 | 3 | 75 | ungef. | 36 | 183,40 |
| | SL695 | 4/0 | 1,5 | 75 | violett | 36 | 183,40 |
| | SL694 | 3/0 | 2 | 75 | violett | 36 | 183,40 |
| | CL823 | 0 | 3,5 | 75 | violett | 36 | 198,50 |
| 3/8 KREIS 26 mm  | SL586 | 2/0 | 3 | 75 | ungef. | 36 | 183,40 |
| | SL587 | 0 | 3,5 | 75 | ungef. | 36 | 183,40 |
| 3/8 KREIS 30 mm  | SL696 | 3/0 | 2 | 75 | ungef. | 36 | 183,40 |
| | SL611 | 2/0 | 3 | 75 | ungef. | 36 | 183,40 |
| | SL609 | 1 | 4 | 75 | ungef. | 36 | 183,40 |
| | SL714 | 2/0 | 3 | 75 | violett | 36 | 183,40 |
| | SL713 | 0 | 3,5 | 75 | violett | 36 | 183,40 |
| 3/8 KREIS 39 mm  | SL674 | 2/0 | 3 | 75 | ungef. | 36 | 183,40 |
| | SL675 | 2 | 5 | 90 | ungef. | 36 | 183,40 |
| 1/2 Kreis schneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
| 1/2 KREIS 20 mm  | SL629 | 4/0 | 1,5 | 75 | ungef. | 36 | 183,40 |
| 1/2 KREIS 24 mm  | SL613 | 3/0 | 2 | 75 | ungef. | 36 | 183,40 |
| | SL612 | 2/0 | 3 | 75 | ungef. | 36 | 183,40 |
| | SL632 | 3/0 | 2 | 75 | violett | 36 | 183,40 |
| | SL631 | 2/0 | 3 | 75 | violett | 36 | 183,40 |
| 1/2 KREIS 26 mm  | CL769 | 2/0 | 3 | 75 | violett | 36 | 198,50 |
| | CL770 | 0 | 3,5 | 75 | violett | 36 | 198,50 |
| 1/2 KREIS 30 mm  | SL622 | 2/0 | 3 | 75 | violett | 36 | 183,40 |
| | SL623 | 0 | 3,5 | 75 | violett | 36 | 183,40 |
| 1/2 KREIS 37 mm  | CL544 | 0 | 3,5 | 75 | ungef. | 36 | 184,70 |
| | CL545 | 1 | 4 | 75 | ungef. | 36 | 184,70 |


POLYSORB™

Nadel-Faden-Kombinationen

Lactomer* 9-1, mittelfristig resorbierbar, beschichtet, geflochten


| 1/2 Kreis schneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|---|-------|-----|--------|-----------------|---------|---------------|--------|
| 1/2 KREIS 40 mm  GS-12 | CL804 | 0 | 3,5 | 75 | violett | 36 | 198,50 |
| | CL805 | 1 | 4 | 75 | violett | 36 | 198,50 |
| | CL936 | 1 | 4 | 90 | violett | 36 | 194,20 |
| | CL937 | 2 | 5 | 90 | violett | 36 | 194,20 |


| | | | | | | | |
|---|-------|---|-----|----|---------|----|--------|
| 1/2 KREIS 48 mm  GS-13 | CL927 | 0 | 3,5 | 90 | violett | 36 | 194,20 |
| | CL928 | 1 | 4 | 90 | violett | 36 | 194,20 |
| | CL929 | 2 | 5 | 90 | violett | 36 | 194,20 |

| 3/8 Kreis Präzisionsspitze schneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|--|---------|-----|--------|-----------------|--------|---------------|--------|
| 3/8 KREIS 11 mm  P-10 | SL1625G | 6/0 | 0,7 | Ⓢ 45 | ungef. | 12 | 114,00 |
| | SL1689G | 5/0 | 1 | Ⓢ 45 | ungef. | 12 | 109,50 |

| | | | | | | | |
|---|---------|-----|-----|------|--------|----|--------|
| 3/8 KREIS 13 mm  P-13 | SL5688G | 6/0 | 0,7 | Ⓢ 45 | ungef. | 12 | 109,50 |
| | SL5687G | 5/0 | 1 | Ⓢ 45 | ungef. | 12 | 109,50 |
| | SL5691G | 4/0 | 1,5 | Ⓢ 45 | ungef. | 12 | 109,50 |
| | SL5688 | 6/0 | 0,7 | Ⓢ 45 | ungef. | 36 | 316,80 |
| | SL5687 | 5/0 | 1 | Ⓢ 45 | ungef. | 36 | 316,80 |
| | SL5690 | 4/0 | 1,5 | Ⓢ 45 | ungef. | 36 | 316,80 |

| | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----|------|--------|----|--------|
| 3/8 KREIS 16 mm  P-11 | SL5626G | 5/0 | 1 | Ⓢ 45 | ungef. | 12 | 109,50 |
| | SL5686G | 4/0 | 1,5 | Ⓢ 45 | ungef. | 12 | 109,50 |
| | SL5626 | 5/0 | 1 | Ⓢ 45 | ungef. | 36 | 316,80 |
| | SL5686 | 4/0 | 1,5 | Ⓢ 45 | ungef. | 36 | 316,80 |
| | SL5620 | 4/0 | 1,5 | 75 | ungef. | 36 | 316,80 |
| | SL5621 | 3/0 | 2 | 75 | ungef. | 36 | 316,80 |













| | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----|------|--------|----|--------|
| 3/8 KREIS 19 mm  P-12 | SL5627G | 4/0 | 1,5 | Ⓢ 45 | ungef. | 12 | 109,50 |
| | SL5628G | 3/0 | 2 | Ⓢ 45 | ungef. | 12 | 109,50 |
| | SL5636 | 5/0 | 1 | Ⓢ 45 | ungef. | 36 | 316,80 |
| | SL5627 | 4/0 | 1,5 | Ⓢ 45 | ungef. | 36 | 316,80 |
| | SL5628 | 3/0 | 2 | Ⓢ 45 | ungef. | 36 | 316,80 |

| | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----|------|--------|----|--------|
| 3/8 KREIS 24 mm  P-14 | SL5641G | 4/0 | 1,5 | Ⓢ 45 | ungef. | 12 | 109,50 |
| | SL5640G | 3/0 | 2 | Ⓢ 45 | ungef. | 12 | 109,50 |
| | SL5679G | 3/0 | 2 | Ⓢ 75 | ungef. | 12 | 109,50 |
| | SL5641 | 4/0 | 1,5 | Ⓢ 45 | ungef. | 36 | 316,80 |
| | SL5640 | 3/0 | 2 | Ⓢ 45 | ungef. | 36 | 316,80 |
| | SL5678 | 4/0 | 1,5 | Ⓢ 75 | ungef. | 36 | 316,80 |
| | SL5679 | 3/0 | 2 | Ⓢ 75 | ungef. | 36 | 316,80 |
| | SL5680 | 2/0 | 3 | 75 | ungef. | 36 | 316,80 |

POLYSORB™

Nadel-Faden-Kombinationen









Lactomer* 9-1, mittelfristig resorbierbar, beschichtet, geflochten

| 1/4 Kreis Spatula | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|---|--------|-----|--------|--|---------|---------------|--------|
| 1/4 KREIS 7 mm  Kurve 90° Sehnenlänge 5.74 mm Radius 4.06 mm | L1756K | 6/0 | 0,7 |  30 | violett | 12 | 296,00 |
| | L1755K | 6/0 | 0,7 |  45 | violett | 12 | 296,00 |
| 1/4 KREIS 8 mm  Kurve 90° Sehnenlänge 7.18 mm Radius 5.08 mm | L1745 | 6/0 | 0,7 | 30 | ungef. | 12 | 244,00 |
| | L1785 | 5/0 | 1 | 30 | violett | 12 | 244,00 |
| 1/4 KREIS 10 mm  Kurve 90° Sehnenlänge 8.44 mm Radius 5.97 mm | L1670 | 6/0 | 0,7 | 45 | ungef. | 12 | 296,00 |
| | L1669 | 5/0 | 1 | 45 | ungef. | 12 | 244,00 |
| | L1791 | 6/0 | 0,7 | 45 | violett | 12 | 296,00 |
| | L1792 | 5/0 | 1 | 45 | violett | 12 | 244,00 |
| 1/4 Kreis Präzisionsspitze Spatula | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
| 1/4 KREIS 6 mm  Kurve 100° Sehnenlänge 5.90 mm Radius 3.94 mm Microns 200 | L1750 | 6/0 | 0,7 |  45 | violett | 12 | 347,00 |
| 1/2 Kreis Rundkörper | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
| 1/2 KREIS 13 mm  CV-22 | CL782 | 4-0 | 1,5 | 75 | violett | 36 | 219,90 |
| | CL783 | 3-0 | 2 | 75 | violett | 36 | 219,90 |
| 1/2 KREIS 17 mm  CV-23 | UL202 | 5/0 | 1 | 75 | violett | 36 | 198,50 |
| | UL204 | 3/0 | 2 | 75 | violett | 36 | 198,50 |
| | UL205 | 2/0 | 3 | 75 | violett | 36 | 198,50 |
| 1/2 KREIS 17 mm  CVF-23 | UL203 | 4/0 | 1,5 |  75 | violett | 36 | 198,50 |
| 1/2 KREIS 22 mm  CV-25 | GL181 | 4/0 | 1,5 | 75 | violett | 36 | 198,50 |
| | GL182 | 3/0 | 2 | 75 | violett | 36 | 198,50 |
| | GL183 | 2/0 | 3 | 75 | violett | 36 | 198,50 |

POLYSORB™

Nadel-Faden-Kombinationen


Lactomer* 9-1, mittelfristig resorbierbar, beschichtet, geflochten


| 1/2 Kreis Rundkörper | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|---|-------|-----|--------|-----------------|---------|---------------|--------|
| 1/2 KREIS 22 mm  | CL893 | 2/0 | 3 | 75 | violett | 36 | 255,50 |
| | CL894 | 0 | 3,5 | 75 | violett | 36 | 255,50 |
| 1/2 KREIS 26 mm  | GL121 | 4/0 | 1,5 | 75 | violett | 36 | 198,50 |
| | GL122 | 3/0 | 2 | 75 | violett | 36 | 198,50 |
| | GL123 | 2/0 | 3 | 75 | violett | 36 | 198,50 |
| | GL130 | 1 | 4 | 75 | violett | 36 | 198,50 |
| | GL124 | 0 | 3,5 | 75 | violett | 36 | 198,50 |
| 1/2 KREIS 27 mm  | CL885 | 1 | 4 | 75 | violett | 36 | 255,50 |
| | CL330 | 0 | 3,5 | 90 | violett | 36 | 274,90 |
| | CL331 | 1 | 4 | 90 | violett | 36 | 274,90 |
| 1/2 KREIS 30 mm  | GL222 | 3/0 | 2 | 75 | violett | 36 | 198,50 |
| | GL223 | 2/0 | 3 | 75 | violett | 36 | 198,50 |
| | GL224 | 0 | 3,5 | 75 | violett | 36 | 198,50 |
| | GL225 | 1 | 4 | 75 | violett | 36 | 198,50 |
| 1/2 KREIS 37 mm  | GL126 | 3/0 | 2 | 75 | violett | 36 | 198,50 |
| | GL127 | 2/0 | 3 | 75 | violett | 36 | 198,50 |
| | GL128 | 0 | 3,5 | 75 | violett | 36 | 198,50 |
| | GL129 | 1 | 4 | 75 | violett | 36 | 198,50 |
| 1/2 KREIS 37 mm  | CL812 | 0 | 3,5 | 75 | violett | 36 | 255,50 |
| | CL813 | 1 | 4 | 75 | violett | 36 | 255,50 |
| | CL814 | 2 | 5 | 75 | violett | 36 | 255,50 |
| | CL924 | 0 | 3,5 | 90 | violett | 36 | 272,30 |
| | CL925 | 1 | 4 | 90 | violett | 36 | 272,30 |
| | CL926 | 2 | 5 | 90 | violett | 36 | 272,30 |
| 1/2 KREIS 40 mm  | CL802 | 0 | 3,5 | 75 | violett | 36 | 255,50 |
| | CL803 | 1 | 4 | 75 | violett | 36 | 255,50 |
| | CL779 | 2 | 5 | 75 | violett | 36 | 255,50 |
| | CL914 | 0 | 3,5 | 90 | violett | 36 | 272,30 |
| | CL915 | 1 | 4 | 90 | violett | 36 | 272,30 |
| | CL911 | 2 | 5 | 90 | violett | 36 | 272,30 |
| 1/2 KREIS 48 mm  | CL864 | 0 | 3,5 | 75 | violett | 36 | 255,50 |
| | CL865 | 1 | 4 | 75 | violett | 36 | 255,50 |
| | CL866 | 2 | 5 | 75 | violett | 36 | 255,50 |
| | CL904 | 0 | 3,5 | 90 | violett | 36 | 272,30 |
| | CL905 | 1 | 4 | 90 | violett | 36 | 272,30 |
| | CL906 | 2 | 5 | 90 | violett | 36 | 272,30 |


POLYSORB™


Nadel-Faden-Kombinationen


Lactomer* 9-1, mittelfristig resorbierbar, beschichtet, geflochten


| 1/2 Kreis Rundkörper | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|---|--------|-----|--------|-----------------|---------|---------------|--------|
| 1/2 KREIS 37 mm  Protect Point™ | CLT957 | 0 | 3,5 | 75 | violett | 36 | 239,70 |
| | CLT958 | 1 | 4 | 75 | violett | 36 | 239,70 |
| | CLT952 | 3/0 | 2 | 90 | ungef. | 36 | 248,80 |
| | CLT953 | 2/0 | 3 | 90 | ungef. | 36 | 248,80 |
| | CLT954 | 0 | 3,5 | 90 | ungef. | 36 | 248,80 |
| | CLT955 | 1 | 4 | 90 | ungef. | 36 | 248,80 |


| 1/2 Kreis Rundkörper | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|---|--------|-----|--------|-----------------|--------|---------------|--------|
| 1/2 KREIS 48 mm  Protect Point™ | CLT854 | 0 | 3,5 | 90 | ungef. | 36 | 248,80 |
| | CLT855 | 1 | 4 | 90 | ungef. | 36 | 248,80 |

| 1/2 Kreis schneidende Rundkörper | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|--|-------|-----|--------|-----------------|---------|---------------|--------|
| 1/2 KREIS 26 mm  KV-7 | CL510 | 3/0 | 2 | S 75 | violett | 36 | 297,80 |
| | CL511 | 20 | 3 | S 75 | violett | 36 | 297,80 |


| | | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|----|---------|----|--------|
| 1/2 KREIS 37 mm  KV-34 | CL837 | 2/0 | 3 | 75 | violett | 36 | 306,40 |
| | CL838 | 0 | 3,5 | 75 | violett | 36 | 306,40 |
| | CL839 | 1 | 4 | 75 | violett | 36 | 306,40 |
| | CL944 | 0 | 3,5 | 90 | violett | 36 | 318,10 |
| | CL945 | 1 | 4 | 90 | violett | 36 | 318,10 |
| | CL517 | 2 | 5 | 90 | violett | 36 | 394,10 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|----|---------|----|--------|
| 1/2 KREIS 40 mm  KV-37 | CL603 | 2/0 | 3 | 75 | violett | 36 | 388,50 |
| | CL602 | 0 | 3,5 | 75 | violett | 36 | 388,50 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|---|----|---------|----|--------|
| 1/2 KREIS 48 mm  KV-40 | CL840 | 1 | 4 | 75 | violett | 36 | 306,40 |
| | CL841 | 2 | 5 | 75 | violett | 36 | 306,40 |
| | CL940 | 1 | 4 | 90 | violett | 36 | 318,10 |
| | CL941 | 2 | 5 | 90 | violett | 36 | 318,10 |

| 3/8 Kreis Rundkörper Mikrochirurgie | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|--|-------|-----|--------|-----------------|---------|---------------|--------|
| 3/8 KREIS 6 mm  MV-135-5 | L2800 | 8/0 | 0,4 | S 13 | violett | 12 | 367,00 |

Kurve 140°
Sehnenlänge 4.92 mm
Radius 2.62 mm



SURGIPRO™/SURGIPRO II™



| | |
|-----------------------|---|
| Material | Polypropylen |
| Struktur | monofil |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Verfügbare Größen USP | 3-0 bis 8-0 |
| Reißfestigkeit | dauerhaft |
| Eigenschaften | Geringer Widerstand Verbesserter Durchzug und Knotenlauf Verbesserte SURGALLOY™ Nadeln und SURGALLOY OPTIVIS™ Nadeln NUOCAT™ – Patentierte, länger anhaltende Beschichtung, leichtere und sanftere Penetration des Gewebes |





























| | |
|-----------------------|--|
| Material | Polypropylen |
| Struktur | monofil |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Verfügbare Größen USP | 2 bis 8-0, 10-0 |
| Reißfestigkeit | dauerhaft |
| Eigenschaften | Sanfter Gewebedurchzug Gleichmäßiger Fadendurchmesser Große Reißfestigkeit SURGALLOY™ Nadeln und SURGALLOY OPTIVIS™ Nadeln erhältlich |

SURGIPRO™/SURGIPRO II™

Nadel-Faden-Kombinationen








Polypropylen, nicht resorbierbar, unbeschichtet, monofil





| 3/8 Kreis schneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|--|---------|-----|--------|--|--------|---------------|--------|
| 3/8 KREIS 16 mm  | SP660G | 6/0 | 0,7 | 45 | blau | 12 | 47,50 |
| | SP660 | 6/0 | 0,7 | 45 | blau | 36 | 124,80 |
| | SP631 | 4-0 | 1,5 | 75 | blau | 36 | 124,80 |
| 3/8 KREIS 19 mm  | SP661G | 5/0 | 1 | 45 | blau | 12 | 47,50 |
| | SP683G | 4/0 | 1,5 | 45 | blau | 12 | 47,50 |
| | SP665G | 3/0 | 2 | 45 | blau | 12 | 47,50 |
| | SP661 | 5/0 | 1 | 45 | blau | 36 | 124,80 |
| | SP683 | 4/0 | 1,5 | 45 | blau | 36 | 124,80 |
| | SP665 | 3/0 | 2 | 45 | blau | 36 | 124,80 |
| 3/8 KREIS 24 mm  | SP684G | 3/0 | 2 | 45 | blau | 12 | 47,50 |
| | SP684 | 3/0 | 2 | 45 | blau | 36 | 124,80 |
| 3/8 KREIS 26 mm  | SP868G | 2/0 | 3 | 45 | blau | 12 | 47,50 |
| | SP868 | 2/0 | 3 | 45 | blau | 36 | 124,80 |
| | SP685 | 2/0 | 3 | 75 | blau | 36 | 124,80 |
| 3/8 KREIS 30 mm  | SP670 | 4/0 | 1,5 | 75 | blau | 36 | 124,80 |
| | SP675 | 3/0 | 2 | 75 | blau | 36 | 124,80 |
| 3/8 KREIS 32 mm  | SP689 | 2/0 | 3 | 75 | blau | 36 | 124,80 |
| | SP690 | 0 | 3,5 | 75 | blau | 36 | 124,80 |
| 3/8 Kreis Präzisionsspitze schneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
| 3/8 KREIS 11 mm  | SP1696G | 7/0 | 0,5 |  45 | blau | 12 | 82,50 |
| | SP5697G | 6/0 | 0,7 |  45 | blau | 12 | 74,90 |
| | SP2698G | 5/0 | 1 |  45 | blau | 12 | 74,90 |
| | SP1696 | 7/0 | 0,5 |  45 | blau | 36 | 215,50 |
| | SP1697 | 6/0 | 0,7 |  45 | blau | 36 | 215,50 |
| | SP1606 | 6/0 | 0,7 |  45 | ungef. | 36 | 215,50 |
| 3/8 KREIS 13 mm  | SP5695G | 6/0 | 0,7 |  45 | blau | 12 | 74,90 |
| | SP5698G | 5/0 | 1 |  45 | blau | 12 | 74,90 |
| | SP5699G | 4/0 | 1,5 |  45 | blau | 12 | 74,90 |
| | SP5695 | 6/0 | 0,7 |  45 | blau | 36 | 215,50 |
| | SP5698 | 5/0 | 1 |  45 | blau | 36 | 215,50 |
| | SP5699 | 4/0 | 1,5 |  45 | blau | 36 | 215,50 |
| 3/8 KREIS 16 mm  | SP5680G | 6/0 | 0,7 |  45 | blau | 12 | 74,90 |
| | SP5681G | 5/0 | 1 |  45 | blau | 12 | 74,90 |
| | SP5692G | 4/0 | 1,5 |  45 | blau | 12 | 74,90 |
| | SP1693G | 3/0 | 2 |  45 | blau | 12 | 74,90 |
| | SP5681 | 5/0 | 1 |  45 | blau | 36 | 215,50 |


SURGIPRO™/SURGIPRO II™


Nadel-Faden-Kombinationen


Polypropylen, nicht resorbierbar, unbeschichtet, monofil


| 3/8 Kreis Präzisionsspitze schneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|--|---------|-----|--------|--|-------|---------------|--------|
| 3/8 KREIS 19 mm  | SP5686G | 5/0 | 1 |  45 | blau | 12 | 74,90 |
| | SP5682G | 4/0 | 1,5 |  45 | blau | 12 | 74,90 |
| | SP5687G | 3/0 | 2 |  45 | blau | 12 | 74,90 |
| | SP5686 | 5/0 | 1 |  45 | blau | 36 | 215,50 |
| | SP5682 | 4/0 | 1,5 |  45 | blau | 36 | 215,50 |
| | SP5687 | 3/0 | 2 |  45 | blau | 36 | 215,50 |




| | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----|--|------|----|--------|
| 3/8 KREIS 24 mm  | SP1664G | 4/0 | 1,5 |  45 | blau | 12 | 74,90 |
| | SP5663G | 3/0 | 2 |  45 | blau | 12 | 74,90 |
| | SP5663 | 3/0 | 2 |  45 | blau | 36 | 215,50 |





| 3/8 Kreis Präzisionsspitze innenschneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|--|-------------------|-----|--------|-----------------|-------|---------------|--------|
| 3/8 KREIS 11 mm  | DermaX™ XP8696 | 7/0 | 0,5 | 45 | blau | 12 | 124,50 |









| | | | | | | | |
|---|-------------------|-----|-----|----|------|----|--------|
| 3/8 KREIS 13 mm  | DermaX™ XP8617 | 6/0 | 0,7 | 45 | blau | 12 | 124,50 |
| | XP8618 | 5/0 | 1 | 45 | blau | 12 | 124,50 |
| | XP8619 | 4/0 | 1,5 | 45 | blau | 12 | 124,50 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-----|-----|----|------|----|--------|
| 3/8 KREIS 16 mm  | DermaX™ XP8634 | 4/0 | 1,5 | 45 | blau | 12 | 124,50 |
|--|-------------------|-----|-----|----|------|----|--------|

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-----|---|----|------|----|--------|
| 3/8 KREIS 19 mm  | DermaX™ XP8630 | 5/0 | 1 | 45 | blau | 12 | 124,50 |
| | XP8632 | 3/0 | 2 | 45 | blau | 12 | 124,50 |

| 3/8 Kreis Rundkörper | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|--|--------|-----|--------|--|-------|---------------|--------|
| 3/8 KREIS 13 mm  | VP889X | 6/0 | 0,7 |  75 | blau | 36 | 265,00 |
| | VP890X | 5/0 | 1 |  75 | blau | 36 | 265,00 |

| 1/2 Kreis Rundkörper | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|--|--------|-----|--------|--|-------|---------------|--------|
| 1/2 KREIS 17 mm  | VP870X | 5/0 | 1 |  75 | blau | 36 | 175,30 |
| | VP871X | 4/0 | 1,5 |  75 | blau | 36 | 155,50 |
| | VP872X | 3/0 | 2 |  75 | blau | 36 | 155,50 |


| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|-----|--|------|----|--------|
| 1/2 KREIS 26 mm  | VP831X | 4/0 | 1,5 |  75 | blau | 36 | 155,50 |
| | VP832X | 3/0 | 2 |  75 | blau | 36 | 155,50 |
| | VP833 | 2/0 | 3 |  75 | blau | 36 | 155,50 |
| | VP834 | 0 | 3,5 |  75 | blau | 36 | 155,50 |
| | VLOCN0614 | 3/0 | 2 |  30 | blau | 12 | 486,80 |
| | VLOCN0624 | 3/0 | 2 |  45 | blau | 12 | 486,80 |
| | VLOCN0814 | 3/0 | 2 |  60 | blau | 12 | 486,80 |

SURGIPRO™/SURGIPRO II™

Nadel-Faden-Kombinationen

Polypropylen, nicht resorbierbar, unbeschichtet, monofil

| 1/2 Kreis Rundkörper | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|----------------------|-----------|-----|--------|-----------------|-------|---------------|--------|
| 1/2 KREIS 37 mm | VLOCN0336 | 0 | 3,5 | 60 | blau | 12 | 486,80 |



TI-CRON™/SURGIDAC™



| | |
|-----------------------|--|
| Material | Polyester |
| Struktur | geflochten/beschichtet |
| Beschichtung | Silikon |
| Verfügbare Größen USP | 5 bis 7-0 |
| Reißfestigkeit | dauerhaft |
| Eigenschaften | Faden der Wahl für die Fixation der Herzklappe Maximale Sicherheit Sanfter Gewebedurchzug Optimale Knotensicherheit |












| | |
|-----------------------|---|
| Material | Polyester |
| Struktur | geflochten/beschichtet/ unbeschichtet und monofil |
| Beschichtung | Polybutylen Adipate |
| Verfügbare Größen USP | 5 bis 8-0, 9-0 bis 10-0 (monofil) |
| Reißfestigkeit | dauerhaft |
| Eigenschaften | Exzellente Handhabung Sanfter Gewebedurchzug Sanfter Knotenlauf |

TI-CRON™/SURGIDAC™

Nadel-Faden-Kombinationen













Polyester (PET), nicht resorbierbar, beschichtet, geflochten

| 3/8 Kreis schneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|---|------------|-----|--------|-----------------|-------|---------------|--------|
| 3/8 KREIS 12 mm  | 8886304321 | 5/0 | 1 | 45 | blau | 36 | 174,20 |
| | | | | | | | |
| 3/8 KREIS 16 mm  | 8886304521 | 5/0 | 1 | 45 | blau | 36 | 174,20 |
| | 8886304531 | 4/0 | 1,5 | 45 | blau | 36 | 174,20 |
| | 8886304541 | 3/0 | 2 | 45 | blau | 36 | 174,20 |
| | 8886304551 | 2/0 | 3 | 45 | blau | 36 | 174,20 |
| 3/8 KREIS 19 mm  | 8886304721 | 5/0 | 1 | 45 | blau | 36 | 174,20 |
| | 8886304731 | 4/0 | 1,5 | 45 | blau | 36 | 174,20 |
| | 8886304741 | 3/0 | 2 | 45 | blau | 36 | 174,20 |
| | 8886305541 | 3/0 | 2 | 75 | blau | 36 | 174,20 |
| | 8886304851 | 2/0 | 3 | 75 | blau | 36 | 174,20 |
| 3/8 KREIS 24 mm  | 8886306941 | 3/0 | 2 | 45 | blau | 36 | 174,20 |
| | 8886305031 | 4/0 | 1,5 | 75 | blau | 36 | 174,20 |
| | 8886305041 | 3/0 | 2 | 75 | blau | 36 | 174,20 |
| | 8886305051 | 2/0 | 3 | 75 | blau | 36 | 174,20 |
| | 8886305061 | 0 | 3,5 | 75 | blau | 36 | 174,20 |
| 3/8 KREIS 26 mm  | 8886307051 | 2/0 | 3 | 75 | blau | 36 | 174,20 |
| 3/8 KREIS 30 mm  | 8886302351 | 2/0 | 3 | 75 | blau | 36 | 174,20 |
| | 8886302361 | 0 | 3,5 | 75 | blau | 36 | 174,20 |
| | 8886302371 | 1 | 4 | 75 | blau | 36 | 174,20 |
| 3/8 KREIS 39 mm  | 8886305451 | 2/0 | 3 | 75 | blau | 36 | 174,20 |
| | 8886305461 | 0 | 3,5 | 75 | blau | 36 | 174,20 |
| | 8886305471 | 1 | 4 | 75 | blau | 36 | 174,20 |
| | 8886305481 | 2 | 5 | 75 | blau | 36 | 174,20 |
| 1/2 Kreis schneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
| 1/2 KREIS 26 mm  | 8886339551 | 2/0 | 3 | 75 | blau | 36 | 188,80 |
| | 8886339561 | 0 | 3,5 | 75 | blau | 36 | 188,80 |
| | 8886339571 | 1 | 4 | 75 | blau | 36 | 188,80 |
| | 8886339581 | 2 | 5 | 75 | blau | 36 | 188,80 |
| 1/2 KREIS 37 mm  | 8886330951 | 2/0 | 3 | 75 | blau | 36 | 188,80 |
| | 8886330961 | 0 | 3,5 | 75 | blau | 36 | 188,80 |
| | 8886330971 | 1 | 4 | 75 | blau | 36 | 188,80 |

TI-CRON™/SURGIDAC™

Nadel-Faden-Kombinationen


Polyester (PET), nicht resorbierbar, beschichtet, geflochten




| 1/2 Kreis schneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|---|--|------------|--------|--|-------|---------------|--------|
| 1/2 KREIS 40 mm  HOS-12 | 8886302671 | 1 | 4 | 75 | blau | 36 | 188,80 |
| | 8886302681 | 2 | 5 | 75 | blau | 36 | 188,80 |
| 1/2 KREIS 57 mm  HOS-14 | 8886302779 | 5 | 7 | 75 | blau | 36 | 188,80 |
| 3/8 Kreis Präzisionsspitze schneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
| 3/8 KREIS 13 mm  P-13 | SCD2864G | 5/0 | 1 |  45 | weiss | 12 | 100,30 |
| | SCD3058G | 5/0 | 1 |  45 | blau | 12 | 100,30 |
| | SCD3059G | 4/0 | 1,5 |  45 | blau | 12 | 100,30 |
| 3/8 KREIS 19 mm  P-12 | SCD3049G | 4/0 | 1,5 |  45 | blau | 12 | 100,30 |
| 1/4 Kreis Spatula | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
| 1/4 KREIS 7 mm  2 x SS-29 Kurve 90° Sehnenlänge 5.74 mm Radius 4.06 mm | D1879 | 4/0 | 1,5 | 45 | weiss | 12 | 297,00 |
| | 1/4 KREIS 8 mm  2 x SS-24 Kurve 90° Sehnenlänge 7.18 mm Radius 5.08 mm | 8886283113 | 6/0 | 0,7 | 45 | weiss | 12 |
| | 8886283123 | 5/0 | 1 | 45 | weiss | 12 | 297,00 |
| | D1764 | 5/0 | 1 | 45 | weiss | 12 | 297,00 |
| | D1763 | 4/0 | 1,5 | 45 | weiss | 12 | 297,00 |
| 1/4 KREIS 10 mm  2 x SS-14 Kurve 90° Sehnenlänge 8.44 mm Radius 5.97 mm | D1722 | 6/0 | 0,7 | 45 | weiss | 12 | 297,00 |
| | D1760 | 5/0 | 1 | 45 | weiss | 12 | 297,00 |
| | D1778 | 4/0 | 1,5 | 45 | weiss | 12 | 297,00 |
| 1/2 Kreis Spatula | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
| 1/2 KREIS 8 mm  2 x SS-2 Kurve 180° Sehnenlänge 4.80 mm Radius 2.41 mm | D1780 | 5/0 | 1 | 45 | weiss | 12 | 297,00 |
| | D1779 | 4/0 | 1,5 | 45 | weiss | 12 | 297,00 |


TI-CRON™/SURGIDAC™


Nadel-Faden-Kombinationen

Polyester (PET), nicht resorbierbar, beschichtet, geflochten

| 1/2 Kreis Rundkörper | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|--|------------|-----|--------|-----------------|-------|---------------|--------|
| 1/2 KREIS 30 mm  | 8886320551 | 2/0 | 3 | 75 | blau | 36 | 174,20 |
| | 8886320561 | 0 | 3,5 | 75 | blau | 36 | 174,20 |

| 1/2 Kreis Rundkörper schneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|--|------------|-----|--------|--|-------|---------------|--------|
| 1/2 KREIS 26 mm  | 8886308841 | 3/0 | 2 |  75 | blau | 36 | 243,00 |
| | 8886308851 | 2/0 | 3 |  75 | blau | 36 | 243,00 |

| | | | | | | | |
|--|------------|---|-----|----|------|----|--------|
| 1/2 KREIS 37 mm  | 8886311961 | 0 | 3,5 | 75 | blau | 36 | 297,00 |
|--|------------|---|-----|----|------|----|--------|

| | | | | | | | |
|---|------------|-----|-----|----|------|----|--------|
| 1/2 KREIS 40 mm  | 8886309251 | 2/0 | 3 | 75 | blau | 36 | 297,00 |
| | 8886309261 | 0 | 3,5 | 75 | blau | 36 | 297,00 |
| | 8886309271 | 1 | 4 | 75 | blau | 36 | 297,00 |

MONOSOF™/DERMALON™



| | |
|-----------------------|------------------------|
| Material | Polyamid |
| Struktur | monofil |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Verfügbare Größen USP | 2 bis 11-0 |
| Reißfestigkeit | dauerhaft |
| Eigenschaften | Leichte Handhabung |
| | Sanfter Gewebedurchzug |





| | |
|-----------------------|---|
| Material | Polyamid |
| Struktur | monofil |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Verfügbare Größen USP | 2 bis 11-0 |
| Reißfestigkeit | dauerhaft |
| Eigenschaften | Sanfter Gewebedurchzug |
| | Erhältlich in blau für bessere Sichtbarkeit |


MONOSOF™/DERMALON™


Nadel-Faden-Kombinationen

Nylon 6 und 6.6, nicht resorbierbar, unbeschichtet, monofil

| 3/8 Kreis schneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|--|------------|-----|--------|-----------------|---------|---------------|--------|
| 3/8 KREIS 12 mm  | SN667G | 6/0 | 0,7 | 45 | schwarz | 12 | 39,50 |
| | 8886174111 | 6/0 | 0,7 | 45 | blau | 36 | 97,20 |
| | 8886174121 | 5/0 | 1 | 45 | blau | 36 | 97,20 |
| | 8886174131 | 4/0 | 1,5 | 45 | blau | 36 | 97,20 |
| | SN667 | 6/0 | 0,7 | 45 | schwarz | 36 | 97,20 |
| | SN871 | 5/0 | 1 | 45 | schwarz | 36 | 97,20 |
| | SN872 | 4/0 | 1,5 | 45 | schwarz | 36 | 97,20 |
| | SN367 | 6/0 | 0,7 | 75 | schwarz | 36 | 109,30 |
| | SN368 | 5/0 | 1 | 75 | schwarz | 36 | 105,40 |

| | | | | | | | |
|--|------------|-----|-----|----|---------|----|-------|
| 3/8 KREIS 16 mm  | SN660G | 6/0 | 0,7 | 45 | schwarz | 12 | 39,50 |
| | SN659G | 5/0 | 1 | 45 | schwarz | 12 | 39,50 |
| | 8886174711 | 6/0 | 0,7 | 45 | blau | 36 | 97,20 |
| | SN660 | 6/0 | 0,7 | 45 | schwarz | 36 | 97,20 |
| | SN659 | 5/0 | 1 | 45 | schwarz | 36 | 97,20 |
| | SN760 | 6/0 | 0,7 | 75 | schwarz | 36 | 97,20 |
| | SN761 | 5/0 | 1 | 75 | schwarz | 36 | 97,20 |
| | SN762 | 4/0 | 1,5 | 75 | schwarz | 36 | 97,20 |
| | SN763 | 3/0 | 2 | 75 | schwarz | 36 | 97,20 |



















| | | | | | | | |
|--|------------|-----|-----|----|---------|----|-------|
| 3/8 KREIS 19 mm  | SN650G | 6/0 | 0,7 | 45 | schwarz | 12 | 39,50 |
| | SN661G | 5/0 | 1 | 45 | schwarz | 12 | 39,50 |
| | SN662G | 4/0 | 1,5 | 45 | schwarz | 12 | 39,50 |
| | SN661 | 5/0 | 1 | 45 | schwarz | 36 | 97,20 |
| | 8886175631 | 4/0 | 1,5 | 45 | blau | 36 | 97,20 |
| | 8886175641 | 3/0 | 2 | 45 | blau | 36 | 97,20 |
| | 8886175651 | 2/0 | 3 | 45 | blau | 36 | 97,20 |
| | SN662 | 4/0 | 1,5 | 45 | schwarz | 36 | 97,20 |
| | SN653 | 3/0 | 2 | 45 | schwarz | 36 | 97,20 |
| | SN643 | 5/0 | 1 | 75 | schwarz | 36 | 97,20 |
| | 8886175731 | 4/0 | 1,5 | 75 | blau | 36 | 97,20 |
| | SN641G | 3/0 | 2 | 75 | schwarz | 12 | 39,50 |
| | 8886175741 | 3/0 | 2 | 75 | blau | 36 | 97,20 |
| | SN641 | 3/0 | 2 | 75 | schwarz | 36 | 97,20 |
| | SN750 | 2/0 | 3 | 75 | schwarz | 36 | 97,20 |

| | | | | | | | |
|--|------------|-----|-----|----|---------|----|-------|
| 3/8 KREIS 24 mm  | 8886174431 | 4/0 | 1,5 | 45 | blau | 36 | 97,20 |
| | 8886174441 | 3/0 | 2 | 45 | blau | 36 | 97,20 |
| | SN658 | 4/0 | 1,5 | 45 | schwarz | 36 | 97,20 |
| | SN663 | 3/0 | 2 | 45 | schwarz | 36 | 97,20 |
| | SN663G | 3/0 | 2 | 45 | schwarz | 12 | 39,50 |
| | SN758 | 2/0 | 3 | 45 | schwarz | 36 | 97,20 |
| | 8886179931 | 4/0 | 1,5 | 75 | blau | 36 | 97,20 |
| | 8886179941 | 3/0 | 2 | 75 | blau | 36 | 97,20 |
| | 8886179951 | 2/0 | 3 | 75 | blau | 36 | 97,20 |
| | SN669 | 3/0 | 2 | 75 | schwarz | 36 | 97,20 |
| | SN669G | 3/0 | 2 | 75 | schwarz | 12 | 39,50 |

MONOSOF™/DERMALON™

Nadel-Faden-Kombinationen


Nylon 6 und 6.6, nicht resorbierbar, unbeschichtet, monofil


| 3/8 Kreis schneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box | |
|---|---------------------------|------------|--------|--|--|---------------|--------|-------|
| 3/8 KREIS 26 mm  | 8886174451 | 2/0 | 3 | 45 | blau | 36 | 97,20 | |
| | SN764 | 2/0 | 3 | 45 | schwarz | 36 | 97,20 | |
| | SN764G | 2/0 | 3 | 45 | schwarz | 12 | 39,50 | |
| | SN664 | 2/0 | 3 | 75 | schwarz | 36 | 97,20 | |
| | SN664G | 2/0 | 3 | 75 | schwarz | 12 | 39,50 | |
| | SN765 | 0 | 3,5 | 75 | schwarz | 36 | 97,20 | |
| | SN766 | 1 | 4 | 75 | schwarz | 36 | 97,20 | |
| 3/8 KREIS 30 mm  | SN670 | 4/0 | 1,5 | 75 | schwarz | 36 | 97,20 | |
| | SN671 | 3/0 | 2 | 75 | schwarz | 36 | 97,20 | |
| | SN671G | 3/0 | 2 | 75 | schwarz | 12 | 39,50 | |
| | SN688 | 2/0 | 3 | 75 | schwarz | 36 | 97,20 | |
| | SN689 | 0 | 3,5 | 75 | schwarz | 36 | 97,20 | |
| 3/8 KREIS 39 mm  | 8886172741 | 3/0 | 2 | 75 | blau | 36 | 97,20 | |
| | 8886172751 | 2/0 | 3 | 75 | blau | 36 | 97,20 | |
| | SN672 | 4/0 | 1,5 | 75 | schwarz | 36 | 97,20 | |
| | SN673 | 3/0 | 2 | 75 | schwarz | 36 | 97,20 | |
| | SN674 | 2/0 | 3 | 75 | schwarz | 36 | 97,20 | |
| 1/2 Kreis schneidend  | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box | |
| | 1/2 KREIS 30 mm | SN681 | 3/0 | 2 | 75 | schwarz | 36 | 97,20 |
| | SN682 | 2/0 | 3 | 75 | schwarz | 36 | 97,20 | |
| 3/8 Kreis Präzisionsspitze schneidend  | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box | |
| | 3/8 KREIS 11 mm | 8886175413 | 6/0 | 0,7 | 45 | blau | 12 | 66,60 |
| | | SN3695 | 5/0 | 1 |  45 | schwarz | 12 | 66,60 |
| | | SN3697 | 6/0 | 0,7 |  45 | schwarz | 12 | 66,60 |
| | SN5697 | 6/0 | 0,7 |  45 | schwarz | 36 | 179,90 | |
| 3/8 KREIS 13 mm  | SN5696G | 6/0 | 0,7 |  45 | schwarz | 12 | 66,60 | |
| | 8886174924 | 5/0 | 1 | 45 | blau | 12 | 66,60 | |
| | SN5690G | 5/0 | 1 |  45 | ungef. | 12 | 66,60 | |
| | SN5691G | 4/0 | 1,5 |  45 | ungef. | 12 | 66,60 | |
| | SN5699G | 4/0 | 1,5 |  45 | schwarz | 12 | 66,60 | |
| | SN5696 | 6/0 | 0,7 |  45 | schwarz | 36 | 179,90 | |
| | SN5690 | 5/0 | 1 |  45 | ungef. | 36 | 179,90 | |
| | SN5698 | 5/0 | 1 |  45 | schwarz | 36 | 179,90 | |
| | SN5691 | 4/0 | 1,5 |  45 | ungef. | 36 | 179,90 | |
| | SN5699 | 4/0 | 1,5 |  45 | schwarz | 36 | 179,90 | |


MONOSOF™/DERMALON™


Nadel-Faden-Kombinationen

Nylon 6 und 6.6, nicht resorbierbar, unbeschichtet, monofil

| 3/8 Kreis Präzisionsspitze schneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|--|---------|-----|--------|-----------------|---------|---------------|--------|
| 3/8 KREIS 16 mm  | SN5767G | 6/0 | 0,7 | Ⓢ 45 | schwarz | 12 | 66,60 |
| | SN5668G | 5/0 | 1 | Ⓢ 45 | schwarz | 12 | 66,60 |
| | SN5668 | 5/0 | 1 | Ⓢ 45 | schwarz | 36 | 179,90 |
| | SN5694G | 4/0 | 1,5 | Ⓢ 45 | schwarz | 12 | 66,60 |
| | SN5694 | 4/0 | 1,5 | Ⓢ 45 | schwarz | 36 | 179,90 |

| | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----|------|---------|----|--------|
| 3/8 KREIS 19 mm  | SN5665G | 6/0 | 0,7 | Ⓢ 45 | schwarz | 12 | 66,60 |
| | SN5666G | 5/0 | 1 | Ⓢ 45 | schwarz | 12 | 179,90 |
| | SN5666 | 5/0 | 1 | Ⓢ 45 | schwarz | 36 | 179,90 |
| | SN5667G | 4/0 | 1,5 | Ⓢ 45 | schwarz | 12 | 66,60 |
| | SN5667 | 4/0 | 1,5 | Ⓢ 45 | schwarz | 36 | 179,90 |
| | SN5669 | 3/0 | 2 | Ⓢ 45 | schwarz | 36 | 179,90 |

| | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----|------|---------|----|--------|
| 3/8 KREIS 24 mm  | SN5862G | 4/0 | 1,5 | Ⓢ 45 | schwarz | 12 | 66,60 |
| | SN5663 | 3/0 | 2 | Ⓢ 45 | schwarz | 36 | 179,90 |

| 1/2 Kreis Präzisionsspitze schneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|--|--------|-----|--------|-----------------|--------|---------------|--------|
| 1/2 KREIS 18 mm  | SN5603 | 4/0 | 1,5 | Ⓢ 45 | ungef. | 36 | 179,90 |












| | |
|-----------------------|---|
| Material | Polybutester |
| Struktur | monofil |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Verfügbare Größen USP | 2 bis 10-0 |
| Reißfestigkeit | dauerhaft |
| Eigenschaften | Geschmeidige, ausgezeichnete Fadenführung |
| | Exzellente Knotensicherheit |
| | Ausgezeichneter Gewebedurchzug und gute Knüpf-eigenschaften |
| | Optimale Elastizität |
| | Kein Fadenmemory |

NOVAFIL™

Nadel-Faden-Kombinationen






Polybutester, nicht resorbierbar, unbeschichtet, monofil







| 3/8 Kreis schneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|--|------------|-----|--------|-----------------|-------|---------------|--------|
| 3/8 KREIS 12 mm  | 8886441913 | 6/0 | 0,7 | 45 | blau | 12 | 49,50 |
| | 8886441923 | 5/0 | 1 | 45 | blau | 12 | 46,20 |
| | 8886441933 | 4/0 | 1,5 | 45 | blau | 12 | 46,20 |
| 3/8 KREIS 16 mm  | 8886455523 | 5/0 | 1 | 45 | blau | 12 | 46,20 |
| 3/8 KREIS 19 mm  | 8886442013 | 6/0 | 0,7 | 45 | blau | 12 | 49,50 |
| | 8886442023 | 5/0 | 1 | 45 | blau | 12 | 46,20 |
| | 8886442033 | 4/0 | 1,5 | 45 | blau | 12 | 46,20 |
| | 8886442043 | 3/0 | 2 | 45 | blau | 12 | 46,20 |
| | 8886403231 | 4/0 | 1,5 | 75 | blau | 36 | 129,50 |
| | 8886455441 | 3/0 | 2 | 75 | blau | 36 | 129,50 |
| 3/8 KREIS 24 mm  | 8886442233 | 4/0 | 1,5 | 45 | blau | 12 | 46,20 |
| | 8886442243 | 3/0 | 2 | 45 | blau | 12 | 46,20 |
| | 8886442253 | 2/0 | 3 | 45 | blau | 12 | 46,20 |
| | 8886442263 | 0 | 3,5 | 45 | blau | 12 | 46,20 |
| | 8886442153 | 2/0 | 3 | 75 | blau | 12 | 46,20 |
| 3/8 KREIS 30 mm  | 8886442431 | 4/0 | 1,5 | 75 | blau | 36 | 129,50 |
| | 8886442441 | 3/0 | 2 | 75 | blau | 36 | 129,50 |
| | 8886442451 | 2/0 | 3 | 75 | blau | 36 | 129,50 |
| | 8886442461 | 0 | 3,5 | 75 | blau | 36 | 129,50 |
| 3/8 KREIS 39 mm  | 8886442641 | 3/0 | 2 | 75 | blau | 36 | 129,50 |
| | 8886442651 | 2/0 | 3 | 75 | blau | 36 | 129,50 |
| | 8886442661 | 0 | 3,5 | 75 | blau | 36 | 129,50 |
| 3/8 Kreis Präzisionsspitze schneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
| 3/8 KREIS 11 mm  | 8886441003 | 7/0 | 0,5 | Ⓢ 45 | blau | 12 | 82,20 |
| | 8886441013 | 6/0 | 0,7 | Ⓢ 45 | blau | 12 | 78,80 |
| | 8886441023 | 5/0 | 1 | Ⓢ 45 | blau | 12 | 74,90 |
| 3/8 KREIS 13 mm  | SPB1213G | 6/0 | 0,7 | Ⓢ 45 | blau | 12 | 79,50 |
| | SPB5223G | 5/0 | 1 | Ⓢ 45 | blau | 12 | 74,90 |
| | SPB1233G | 4/0 | 1,5 | Ⓢ 45 | blau | 12 | 74,90 |
| 3/8 KREIS 16 mm  | SPB5413G | 6/0 | 0,7 | Ⓢ 45 | blau | 12 | 79,50 |
| | SPB5142G | 5/0 | 1 | Ⓢ 45 | blau | 12 | 74,90 |
| | SPB5143G | 4/0 | 1,5 | Ⓢ 45 | blau | 12 | 74,90 |
| | 8886441431 | 4/0 | 1,5 | Ⓢ 45 | blau | 36 | 215,50 |




NOVAFIL™


Nadel-Faden-Kombinationen


Polybutester, nicht resorbierbar, unbeschichtet, monofil


| 3/8 Kreis Präzisionsspitze schneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|--|------------|-----|--------|--|-------|---------------|--------|
| 3/8 KREIS 19 mm  | SPB1623G | 5/0 | 1 |  45 | blau | 12 | 74,90 |
| | SPB5633G | 4/0 | 1,5 |  45 | blau | 12 | 74,90 |
| | SPB1643G | 3/0 | 2 |  45 | blau | 12 | 74,90 |
| | 8886441543 | 3/0 | 2 |  45 | blau | 36 | 215,50 |


| | | | | | | | |
|--|------------|-----|-----|--|------|----|--------|
| 3/8 KREIS 24 mm  | SPB5833G | 4/0 | 1,5 |  45 | blau | 12 | 74,90 |
| | SPB5843G | 3/0 | 2 |  45 | blau | 12 | 74,90 |
| | 8886441853 | 2/0 | 3 |  45 | blau | 12 | 74,90 |
| | 8886458243 | 3/0 | 2 |  75 | blau | 36 | 215,50 |
| | 8886458253 | 2/0 | 3 |  75 | blau | 36 | 215,50 |

| 1/2 Kreis Präzisionsspitze schneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|--|----------|-----|--------|--|--------|---------------|-------|
| 1/2 KREIS 18 mm  | SPB5423G | 5/0 | 1 |  45 | ungef. | 12 | 74,90 |
| | SPB5433G | 4/0 | 1,5 |  45 | ungef. | 12 | 74,90 |

| 3/8 Kreis Präzisionsspitze innenschneidend | REF | USP | Metric | Fadenlänge (cm) | Farbe | Folien je Box | €/Box |
|--|-------------------|-----|--------|-----------------|-------|---------------|--------|
| 3/8 KREIS 11 mm  | DermaX™ XNF697 | 6/0 | 0,7 | 45 | blau | 12 | 124,50 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-----|-----|----|--------|----|--------|
| 3/8 KREIS 13 mm  | DermaX™ XNF1956 | 6/0 | 0,7 | 45 | blau | 12 | 124,50 |
| | XNF1955 | 5/0 | 1 | 45 | ungef. | 12 | 124,50 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-----|-----|----|------|----|--------|
| 3/8 KREIS 16 mm  | DermaX™ XNF1966 | 6/0 | 0,7 | 45 | blau | 12 | 124,50 |
| | XNF1965 | 5/0 | 1 | 45 | blau | 12 | 124,50 |
| | XNF1964 | 4/0 | 1,5 | 45 | blau | 12 | 124,50 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-----|-----|----|------|----|--------|
| 3/8 KREIS 19 mm  | DermaX™ XNF1995 | 5/0 | 1 | 45 | blau | 12 | 124,50 |
| | XNF1994 | 4/0 | 1,5 | 45 | blau | 12 | 124,50 |
| | XNF1993 | 3/0 | 2 | 45 | blau | 12 | 124,50 |

COVIDIEN, COVIDIEN mit Logo und mit TM gekennzeichnete Marken
sind Eigentum der Covidien AG oder eines verbundenen Unternehmens.

© 2010 Covidien. Alle Rechte vorbehalten.

900701 - DTP 02/2010



COVIDIEN
DEUTSCHLAND GMBH

GEWERBEPARK 1
D-93333 NEUSTADT/DONAU
DEUTSCHLAND

+49 (0)9445 959 0 [T]
+49 (0)9445 959 155 [F]

WWW.COVIDIEN.COM